

EKSKLUZIVNA AKCIJA

KEF IKA

PIPETE

Ročne eno in večkanalne pipete z nastavljivim volumnom

- Mehansko, kemijsko in UV odporne,
- **ergonomska zasnova**,
- **velik zaslon**,
- uporabniku **prijazna kalibracija**,
- enostavno **vzdrževanje in prilagajanje**,
- avtoklaviranje **do 121°C**,
- funkcija **zaklepanja volumna**,
- **velik izbor nastavkov** za pipete (univerzalni nastavki).



S svojimi odličnimi lastnostmi so IKA pipete prejele že dve nagradi: **German Design Award 2020** in **iF Design Award 2020**



GERMAN  Technology



POSEBNO ZNIŽANJE

* do razprodaje zalog

ENOKANALNE

KODA ARTIKLA	VOLUMEN	AKCIJSKA CENA
20011210	0,1 - 2 μ L	95,00 €
20011211	0,5 - 10 μ L	95,00 €
20011213	2 - 20 μ L	95,00 €
20011214	10 - 100 μ L	95,00 €
20011215	20 - 200 μ L	95,00 €
20011216	100 - 1000 μ L	95,00 €
20011218	1 - 10 mL	95,00 €
20011217	0,5 - 5 mL	95,00 €

* BREZPLAČNA možnost testiranja pipet

Natančnost pri nazivnem volumnu	IKA PETTE vario	IKA PETTE vario
	0.1-2 0.5-10 2-20 10-100 20-200 μ L	100-1000 μ L 0.5-5 mL 1-10 mL
	± 0.028 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.8 ± 1.2 μ L	± 6 ± 30 ± 60 μ L
	± 1.4 ± 1 ± 1 ± 0.8 ± 0.6 %	± 0.6 ± 0.6 ± 0.6 %



VEČKANALNE

KODA ARTIKLA	VOLUMEN	AKCIJSKA CENA
20017943	8 x 0.5 - 10 μ L	190,78 €
20017944	8 x 10 - 100 μ L	190,78 €
20017945	8 x 20 - 200 μ L	190,78 €
20017946	12 x 0.5 - 10 μ L	218,42 €
20017947	12 x 10 - 100 μ L	218,42 €
20017948	12 x 20 - 200 μ L	218,42 €

* BREZPLAČNA možnost testiranja pipet

Natančnost pri nazivnem volumnu	IKA PETTE multi	IKA PETTE multi
	8 x 0.5-10 10-100 20-200 μ L	12 x 0.5-10 10-100 20-200 μ L
	± 0.2 ± 0.8 ± 1.6 μ L	± 0.2 ± 0.8 ± 1.6 μ L
	± 2 ± 0.8 ± 0.8 %	± 2 ± 0.8 ± 0.8 %



Na vse pipete velja garancija

IKA offers generous free warranty extensions if you register your product at www.ika.com/register the warranty period.

