

# DURAN® TILT GL 56

KODA ARTIKLA  
218914459

## Reagenčna steklenica

Edinstven položaj **NAGIBA 45°**  
za enostavno pipetiranje  
**brez držanja** steklenice.

**Nizka** steklenica  
za **enostavno rokovanje**  
v varnostnih omarah.



Proizvedena iz  
**borosilikatnega**  
**stekla 3.3.** z belim  
PP pokrovčkom

**500 mL,**  
GL 56,  
v 148 x š 124 mm

**Vakuumsko odporna**  
steklenica.

Široko **ustje GL 56**  
zagotavlja **varno** in  
**enostavno** pipetiranje.